


toys4woman Loveballs

Art-Nr.: t52001

49,90 CHF

Sofort versandfertig



toys4woman Liebeskugeln, auch Loveballs genannt, stärken Deine Muskeln im Beckenboden, fördern das Lustempfinden beim Liebesakt, helfen gegen Inkontinenz, beugen Blasenentzündungen vor und helfen nach einer Geburt bei der Rückbildungsgymnastik.

Vorteile der toys4woman Loveballs

Durch das Training Deines „Liebesmuskels“ kommst Du einfacher und schneller zum Orgasmus, der dadurch erheblich stärker und intensiver sein kann als bei einem untrainierten Beckenboden. Auch helfen die Liebeskugeln dabei, sich vor dem Akt zu entkrampfen und erlauben somit eine erleichterte Penetration; diese Vorteile sind wesentlich bei Verspannung oder wenn der Partner besonders gut bestückt ist.

Vor allem nach einer Geburt ist dieser Muskel oft überdehnt. Sowohl die Rückbildungsgymnastik als auch die Liebeskugeln von toys4woman unterstützen Dich dabei, dass der Schliessmuskel der Blase wieder problemlos funktioniert.

Dasselbe gilt bei Blasenschwäche: die Liebeskugeln von toys4woman verhindern, dass Du beim Niesen oder Lachen einen Tropfen Urin verlierst.

Es gibt also „leidenschaftliche“ und medizinische Gründe die Liebeskugeln regelmässig zu nutzen. Und schliesslich erlebt auch der Partner bei einem gut trainierten Beckenboden das Gefühl enger umschlossen zu sein.

So funktionieren die toys4woman Liebeskugeln

Im Inneren der beiden äusseren Hohlkugeln befinden sich deutlich kleinere Metallkugeln. Sobald Du dich körperlich betätigst, in welcher Art auch immer (laufen, tanzen, schwimmen usw.), werden die inneren Kugeln in Schwingung versetzt und es entsteht eine Art Vibration im Unterleib. Diese führt dazu, dass der Muskel stimuliert und somit trainiert wird. Die Intensität der Schwingung wird von jeder Nutzerin unterschiedlich empfunden.

Wie wendet man die Loveballs richtig an

Die toys4woman Loveballs werden wie ein Tampon eingeführt. Wichtig ist, dass die Kugeln ganz eingeführt und gut platziert sind. Wir empfehlen hierzu auch das Verwenden von Gleitmittel auf Wasserbasis, ideal eignet sich das toys4woman Toyfluid.

Reinigung & Aufbewahrung

Die toys4woman Loveballs können ganz einfach mit PH neutraler Seife gereinigt werden. Anschliessend empfehlen wir die Verwendung des toys4woman Toycleaner zur Desinfizierung und zur Vorbeugung vor Keimen & Bakterien. Wenn Du die Liebeskugeln nicht verwendest, empfehlen wir die Aufbewahrung im mitgelieferten Beutel.

Dimension:

Ø: 3,3 cm – Gesamtlänge 18 cm, Schlinge: 9,5 cm - Gewicht: 78.3 g